

この説明書をよく読んでからお使いください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

一般用検査薬

2021年4月改訂

第1類医薬品

排卵日予測検査薬 一般用黄体形成ホルモンキット

ハイテスターH[®]


【排卵日を事前に把握することの重要性】

妊娠は卵子と精子が互いに生存している時期に出会うことから始まります。女性の体内での精子の生存期間が約2～3日であるのに対し、卵子は排卵後、約24時間しか生存しないといわれています。従って、排卵の前または直後の性交が最も妊娠しやすく、妊娠を望む上で排卵日を事前に把握することはとても大切なことです。

【排卵日がわかるしくみ(測定の原理)】

黄体形成ホルモン(LH)は、女性ホルモンの一種で、普段から少量分泌されています。生理(月経)周期の中頃に短期間ですが、このLHの分泌量が急激に増加します。このLHの大量分泌をLHサージといい、LHサージから約40時間以内に排卵がおけるといわれています。「ハイテスターH」は尿中に分泌されるLHを検出し、LHサージをとらえるための検査薬です。排卵を予測するための方法の一つとして基礎体温が知られていますが、基礎体温と併せて検査を行うと、より排卵日の予測の補助として有用です。

この検査薬は、LHサージを検出するもので、排卵を確認するわけではありません。6周期検査し、適切な時期に性交しても妊娠しない場合は、医師の診療を受けてください。



【使用上の注意】

してはいけないこと

本品は、避妊目的に設計されておらず、検査結果が陰性であっても確実に避妊できるものではないので、避妊の目的で用いてはいけません。

(本品は、排卵日予測の補助を目的とした検査薬であり、避妊目的には使用できません。性能上確実に排卵日を特定できるわけではありません。避妊法(経口避妊薬の服用等)を行っている人は検査を行わないでください。)

相談すること

①次の人は、使用前に医師に相談してください。

不妊治療を受けている人

通常の性交を継続的に行っても1年以上妊娠しない人

生理(月経)周期が極端に不順又は経血量が異常など月経異常がある人

②検査期間中、陰性が続きLHサージが確認できない場合は、早期に医師又は薬剤師に相談してください。

③この説明書の記載内容で分かりにくいところがある場合は、医師又は薬剤師に相談してください。

検査時期に関する注意

- ・ 1日1回検査をする場合：
1日1回毎日ほぼ同じ時間帯に検査してください。
- ・ 1日2回検査をする場合：
1日2回(例えば朝夕)検査をしてください。
- ・ 毎日ほぼ同じ時間帯に検査してください。

廃棄に関する注意

- ・ 廃棄の際は尿の付着したもの、あるいはプラスチックゴミとして各自治体の廃棄方法に従って廃棄してください。

【使用目的】

尿中の黄体形成ホルモン(LH)の検出(排卵日予測の補助)

【使用方法】

●検査のタイミング

ご自分の生理(月経)周期から換算して、次の生理(月経)開始予定日の17日前から検査を開始してください。

詳しくはP.13をご確認ください。

<検査のタイミング>


月経周期	21日以下	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
月経開始日から										
検査を始める日*	5日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目

月経周期	31日	32日	33日	34日	35日	36日	37日	38日	39日	40日
月経開始日から										
検査を始める日*	14日目	15日目	16日目	17日目	18日目	19日目	20日目	21日目	22日目	23日目









- ・生理(月経)開始日の翌日を1日目とする。
- ・生理(月経)周期とは、生理(月経)が始まった日を1日目とし、次の生理(月経)開始前日までの日数です。
- ・生理(月経)周期が不規則な方は最近の2～3周期の中で一番短かった周期を目安にして、次回生理(月経)開始予定日を決めてください。

- 検査開始日から、1日1回、毎日ほぼ同じ時間帯に検査をしてください。
(過去に検査をしてLHサージがうまく確認できなかった場合や、今回検査をしたところ陽性か陰性かの判定に迷う場合などには、1日2回検査を行うことで、よりLHサージをとらえやすくなります。)

●検査のしかた



●検査の手順

1 準備	①アルミ袋からテストスティックを取り出し、先端のキャップをはずします。 ②キャップをテストスティックの反対側にはめ、キャップのグリップ部を持ちます。   ※アルミ袋は使用直前まで開封しないでください。
2 A 尿をかける または B 尿につける	A. 採尿部を下に向けて、直接尿をかけます。 尿は採尿部全体にかかるように5秒以上かけてください。  5秒以上 ※正面から採尿部に尿をかけてください。 注意   ※判定窓や側面へ向けて尿をかけないでください。 ※尿を40秒かけても問題がないことを確認しています。 B. または、乾いた清潔な紙コップ等に尿を採り、採尿部全体がつかないように10秒間尿につけてください。  10秒間 ※採尿部のみをつけてください。 注意  ※採尿部以外はつけないでください。
3 静置	採尿部を下に向けたままキャップをかぶせ、平らな場所に置き、10分待ってください。  10分

※10分静置後、次ページの判定のしかたに従って判断してください。

●判定のしかた

正常に操作が行われた場合、リファレンス部に赤紫色のラインが出ます。判定部のラインの本数(0～3本)により、それぞれ、スコア0、スコア1、スコア2、スコア3と判定してください。



判定窓 リファレンス部 判定部				
判定部のラインの本数	0本	1本	2本	3本
スコア判定	スコア0	スコア1	スコア2	スコア3

* リファレンス部にラインが出ていない場合は尿量不足等の操作上のミスが考えられます。再度、検査のしかた(P.3)や注意事項(P.7)をよく読んで新しい検査薬で検査を行ってください。



テストスティックの判定部を以下のように判定してください。
初めて陽性になったときが、LHサージが検出されたということであり、間もなく排卵がおこるというしるしです。

**【陽性】 前日と比べてスコアが増加した場合。
ただし、前日スコア0、当日スコア1の場合は陰性と判定してください。**

(判定例)

	前日	当日		前日	当日		前日	当日
			→			→		
スコア判定	スコア0	スコア2		スコア0	スコア3		スコア1	スコア2

	前日	当日		前日	当日
			→		
スコア判定	スコア1	スコア3		スコア2	スコア3

LHサージが検出されました。

間もなく排卵がおこると予測されます。

初めて陽性になった日かその翌日が最も妊娠しやすい時期(排卵日)です。

**【陰性】 前日と比べてスコアが増加しなかった場合、
または前日スコア0、当日スコア1の場合。**

(判定例)

	前日	当日		前日	当日		前日	当日
			→			→		
スコア判定	スコア0	スコア0		スコア0	スコア1		スコア1	スコア1

	前日	当日		前日	当日
			→		
スコア判定	スコア2	スコア2		スコア3	スコア3

LHサージが検出されませんでした。

翌日以降もほぼ同じ時間帯に陽性になるまで検査を続けてください。

※スコアが検査開始日から高い場合や、陰性が続く場合等は、
判定に関する注意(P.7)を参照してください。

【使用に際して、次のことに注意してください。】

(採尿に関する注意)

- ・にごりのひどい尿や異物がまじった尿は、使用しないでください。
- ・検査前4時間程度はできるだけ排尿しないでください。もしくは検査前の最後の排尿から検査までを毎日ほぼ同じ時間あけてください。
- ・検査前に、水分を過剰にとらないでください。
- ・検査前に多量の発汗を伴う運動は避けてください。

(検査手順に関する注意)

- ・採尿後は、速やかに検査を行ってください。尿を長く放置すると検査結果が変わってくることがあります。
- ・操作は、定められた手順に従って正しく行ってください。

(判定に関する注意)

①検査初日からスコア2または3になった場合

既に排卵された可能性があります。妊娠を望む場合は、できるだけ早く性交することで、妊娠の可能性が高まります。また、スコアの低下が確認できるまで検査を続けてください。(確認できない場合は、③を見てください。)

②検査期間中、陰性が続く場合

早期に医師又は薬剤師に相談してください。

通常、排卵期に、本品を使用すると陽性となりますが、女性の内分泌的背景、例えば不規則な生理(月経)周期、短期LHサージ(12時間以内)などの原因で、まれに陽性とならないことがあります。

③検査期間中、スコア2または3が続く場合

早期に医師の診療を受けてください。

妊娠、分娩後、流産後、胞状奇胎・絨毛癌等の絨毛性疾患、人工妊娠中絶後、あるいは不妊治療のための薬剤投与、内分泌障害、閉経期などでは、排卵と無関係にスコア2またはスコア3が続く場合があります。

④検査をし、その都度陽性を確認した上で適切な時期に性交しても6周期以上妊娠しない場合

妊娠しにくい原因は排卵に関する問題だけではありません。できればパートナーと一緒に医師に相談してください。ただし30歳代後半以上の方、結婚後妊娠できない期間が長い方、早期の妊娠をご希望の方は早めに受診することをお勧めします。

【検査結果】

検査結果を記入してみましょう。

	検査日	検査時間	検査結果 (スコア)	メモ
1回目				
2回目				
3回目				
4回目				
5回目				
6回目				
7回目				
8回目				
9回目				
10回目				

排卵から約2週間後に、生理(月経)は始まります。LHサージをとらえるために、次回生理(月経)開始予定日の17日前から検査を開始すると、生理(月経)予定にずれが生じない典型的な例では、検査開始から約3日目に初めて陽性が現れます。

(検査結果には個人差があります。また、あくまで典型的な例であり、異常がなくてもずれる場合があります。)

【キットの内容及び成分・分量・検出感度】

(内容)

5回用 テストスティック 5本

10回用 テストスティック 10本

(成分) 1テストスティック中

ハプテン結合マウスモノクローナル抗LH抗体 23.2ng

マウスモノクローナル抗LH抗体結合金コロイド 1.15 μ g

(検出感度)

30mIU/mL

【保管及び取扱い上の注意】

- ①小児の手の届かない所に保管してください。
- ②直射日光を避け、湿気の少ない所に保管してください(1～30℃)。
- ③冷蔵庫内に保管しないでください。冷蔵庫への出し入れにより結露を生じ、検査結果に影響を与えるおそれがあります。
- ④品質を保持するために、他の容器に入れ替えないでください。
- ⑤アルミ袋は使用直前に開封してください。
- ⑥使用期限の過ぎたものは使用しないでください。
- ⑦他の製品との混合使用はしないでください。
- ⑧採尿部を直接手で触らないでください。

【保管方法・有効期間】

室温保存 36ヵ月間(使用期限は外箱に記載)

【包装単位】

5回用、10回用

【お問い合わせ先】

(株)ミズホメディーお客様相談室 0120-85-0323

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4

受付：月～金(祝日を除く) 9：00～12：00 13：00～17：00

製造販売元  株式会社 ミズホメディー

〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4

販売元

アリナミン製薬株式会社

〒541-0045 大阪府中央区道修町四丁目1番1号