

機械器具 36 医療用ピンセット

管理医療機器 単回使用眼科用ピンセット JMDNコード：16209002

単回使用眼科手術用鑷子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ボシュロム・ジャパン株式会社

電話：0120-328-342(カスタマーサービス部)

製造業者：Bausch & Lomb GmbH ボシュロム社、ドイツ

【形状・構造及び原理等】

1. 外観

代表的な製品を示す。

製品の仕様は、被包の表示もしくは製品カタログを参照のこと。

(1) 白内障手術用鑷子

製品番号：SUE01-12



(2) 硝子体手術用鑷子

製品番号：SUI03-12



2. 材質

眼接触部：ステンレス鋼

3. 原理

(1) 白内障手術用鑷子

板バネ構造の鑷子であり、先端部(挟部)の操作応力により、眼組織等の把持等を行う。

(2) 硝子体手術用鑷子

ハンドルの開閉レバー操作により、先端部の外筒を前後移動させて挟部を開閉し、眼組織等の把持等を行う。

【使用目的又は効果】

医療用の単回使用眼科用ピンセットとして用いる。

【使用方法等】

本品の包装を無菌的に開封し、先端部(挟部)を操作して、眼組織等の把持等を行う。

【使用上の注意】

1. その他の注意

鋭利な先端部の取り扱いには十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて室温で保管すること。

2. 使用期間

被包及び外箱に、6桁(西暦4桁、月2桁)または、8桁(西暦4桁、月2桁、日2桁)で記載。