

900355510

11-3 マイクロサージカルディスポーザブルカニューラ

**2017年5月改訂（第3版、新記載要領に基づく改訂）

医療機器承認番号：20100BZY00672000

*2009年9月改訂（第2版）

*機械器具 47 注射針及び穿刺針

*管理医療機器 *単回使用眼科手術用カニューレ *JMDNコード：34899032

マイクロサージカル ディスポーザブル カニューラ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

〈使用方法〉

本製品は、使用1回限りの製品である。一度開封した製品の再滅菌、再使用はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

本製品は眼科手術にて用いる針先端部に角度をもつ注射針であり、液体、気体、縮瞳薬、粘弾性物質の注入、除去を行い、前房を維持または形成する際に用いる。また、手術中に角膜の湿気を保つ時にも使用する。



針の外径は、25G、27G及び30Gがある。

【使用目的又は効果】

滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

【使用方法等】

注射筒へ接続して使用する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉

本製品を使用する前に必ず異常がないかを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管方法〉

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

〈有効期間・使用の期限（耐用期間）〉

包装の使用期限の欄に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】

日本アルコン株式会社

**【お問い合わせ窓口】

日本アルコン株式会社

電話番号：0120-825-266（メディカル統括部 学術情報部）

**【製造業者】

Alcon Laboratories, Inc. アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照下さい