

www.regain.jp



Daiichi-Sankyo

ピンは割れものですので、  
お取扱いにご注意ください。

**指定医薬部外品** 販売名: リゲイン2000

リゲイン相談ダイヤル 0120-488024 100mL

使用に際しては、説明書きをよく読むこと。

【1本(100mL)中の成分】 タウリン 2000mg、ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン(リパオール) 30mg、ペンフォチアミン(ピオタミン:ビタミンB1誘導体) 5mg、ビタミンB2リン酸エステル 5mg、ビタミンB6 5mg、ニコチン酸アミド 20mg、無水カフェイン 50mg 添加物: 果糖ブドウ糖液糖、D-ソルビトール、安息香酸Na、カラメル、クエン酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、メタリン酸Na、香料、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン、バニリン、エチルバニリン、ミツロウ、ビタミンE (アルコール0.1mL以下)

●本製品に配合されているビタミンB2リン酸エステルにより、尿が黄色になることがある。

【効能・効果】 肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・産前産後などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質  
【用法・用量】 成人(15歳以上) 1日1回1本(100mL)を服用する。  
(用法・用量に関連する注意) 用法・用量を守ること。(他のビタミン等を含む製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意すること)

【使用上の注意】**相談すること** 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。1. 服用後、皮ふに発疹、消化器に胃部不快感、下痢の症状があらわれた場合 2. しばらく服用しても症状がよくなる場合

【保管及び取扱い上の注意】 1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。2. 小児の手の届かない所に保管すること。

販売元 01®登録商標  
第一三共ヘルスケア株式会社  
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元  
田村薬品工業株式会社  
奈良県御所市西寺田50



ラベル: PET  
ガラス: 瓶  
金属: キャップ

疲れと戦う



カラダとアタマ  
スイッチON



肉体疲労時の栄養補給・滋養強壮

スイッチリゲイン<sup>K</sup>  
Regain<sup>®</sup>

タウリン2000mg 配合

パフォーマンス発揮

製造番号

使用期限



MADE IN JAPAN

4 987107 622334