

*2018年3月改訂(第3版)
2015年4月改訂

貯 法：室温保存

使用期限：2年(ラベル等に表示の使用期限を参照すること)

注 意：取扱い上の注意の項参照

日本標準商品分類番号

871214

承認番号	22300AMX00551
薬価収載	2011年7月
販売開始	2011年9月
国際誕生	1999年1月
*再審査結果	2018年3月

長時間作用性局所麻酔剤

劇薬、処方箋医薬品^注

ポプスカイン[®]0.5%注 50mg/10mL

POPSCAINE[®] 0.5% inj. 50mg/10mL

[®]登録商標

レボプロピバカイン塩酸塩注射剤

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

本剤の成分又はアミド型局所麻酔剤に対し過敏症の既往歴のある患者

【組成・性状】

1. 組成

本剤は1mL中、レボプロピバカイン塩酸塩5.63mg(レボプロピバカインとして5.0mg)(0.5%)を含有する。
添加物として塩化ナトリウム9.0mg及びpH調整剤を含有する。

2. 性状

剤形	注射剤
色・形状	無色透明の水溶性注射液
pH	4.0~6.0
浸透圧比(生理食塩液に対する比)	1.0~1.2

【効能・効果】

伝達麻酔

【効能・効果に関連する使用上の注意】

子宮頸管傍ブロックへは使用しないこと(「6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照)。

【用法・用量】

通常、成人に1回30mL(レボプロピバカインとして150mg)までを目標の神経あるいは神経叢近傍に投与する。複数の神経ブロックを必要とする場合でも、総量として30mL(レボプロピバカインとして150mg)を超えないこと。
なお、期待する痛覚遮断域、手術部位、年齢、身長、体重、全身状態等により適宜減量する。

【用法・用量に関連する使用上の注意】

本剤に血管収縮剤(アドレナリン)を添加しても、作用持続時間の延長は認められない(「臨床成績」の項参照)。

*【使用上の注意】(改訂箇所：——)

1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)

- (1) 高齢者(「2. 重要な基本的注意」、「5. 高齢者への投与」及び「薬物動態」の項参照)
- (2) 全身状態が不良な患者〔生理機能の低下により麻酔に対する忍容性が低下していることがある。〕(「2. 重要な基本的注意」の項参照)
- (3) 心刺激伝導障害のある患者〔症状を悪化させることがある。〕
- (4) 重篤な肝機能障害又は腎機能障害のある患者〔中毒症状が発現しやすくなる。〕

2. 重要な基本的注意

- (1) まれにショックあるいは中毒症状を起こすことがあるので、本剤の投与に際しては、十分な問診により患者の全身状態を把握するとともに、異常が認められた場合に直ちに救急処置のとれるよう、常時準備をしておくこと。なお、事前の静脈路確保が望ましい。
- (2) 本剤の投与に際し、その副作用を完全に防止する方法はないが、ショックあるいは中毒症状をできるだけ避けるために、次の諸点に留意すること。
 - 1) 患者のバイタルサイン(血圧、心拍数、呼吸数等)及び全身状態の観察を十分に行うこと。
 - 2) できるだけ必要最少量にとどめること。追加投与及び持続投与時には過量投与時の発現症状(「8. 過量投与」の項参照)に注意すること。
 - 3) 注射の速度はできるだけ遅くすること。
 - 4) 血管の多い部位(頭部、顔面、扁桃等)に注射する場合には、吸収が速いので、できるだけ少量を投与すること。
 - 5) 注射針が、血管又はくも膜下腔に入っていないことを確かめること。血管内へ誤投与された場合、中毒症状が発現することがあり、また、くも膜下腔へ誤投与された場合、全脊髄麻酔となることがある。(「4. 副作用」、「8. 過量投与」の項参照)
 - 6) 前投薬や術中に投与した鎮静剤、鎮痛剤等による呼吸抑制が発現することがあるので、これらの薬剤を使用する際は少量より投与し、必要に応じて追加投与することが望ましい。なお、高齢者、小児、全身状態が不良な患者、肥満者、呼吸器疾患を有する患者では特に注意し、異常が認められた際には、適切な処置を行うこと。
 - 7) 本剤を他のアミド型局所麻酔剤と併用する際には、中毒症状が相加的に起こることに留意して投与すること。
 - 8) 本剤を全身麻酔剤と併用する際には、血圧がより低下しやすいので、留意して投与すること。
- (3) 注射針又はカテーテルが適切に位置していない等により、神経障害が生じることがあるので、穿刺に際し異常を認めた場合には本剤の注入を行わないこと。

3. 相互作用

本剤は、主として肝代謝酵素CYP3A4及びCYP1A2で代謝される。

併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
CYP3A4阻害剤(ケトコナゾール、エリスロマイシン、リトナビル、サキナビル、ベラパミル塩酸塩等)及びCYP1A2阻害剤(シメチジン、フルボキサミン、キノロン系抗菌剤等)	本剤の血中濃度が上昇することがある。	本剤の代謝には主にCYP3A4及びCYP1A2が関与しているため、CYP3A4及びCYP1A2阻害剤との併用で、本剤の代謝が阻害され、血中濃度が上昇するおそれがある。
ジゴキシン	レボピピバカインによる中毒症状が発現しやすくなる。	ラットを用いた研究で、ジゴキシンとの併用により、本剤のラセミ体であるピピバカインの中毒閾値が低下したとの報告がある。
アミド型局所麻酔剤	中毒症状が相加的に起こるおそれがある。	他の局所麻酔剤との併用で中毒症状が相加的に起こることが考えられる。
クラスⅢ抗不整脈剤(アミオダロン等)	心機能抑制作用が増強するおそれがあるため、心電図検査等によるモニタリングを行うこと。	作用が増強することが考えられる。
催眠鎮静剤(デクスメタドミン塩酸塩等)	鎮静・麻酔・鎮痛作用が増強し、血圧低下、心拍数低下、呼吸数低下などの症状があらわれるおそれがあるので、併用する場合には投与速度を減速するなど慎重に投与すること。抜管後に他の鎮静剤、鎮痛剤などと併用する場合は、鎮静効果が相加的に増強するおそれがあるので、本剤あるいは他の鎮静剤、鎮痛剤の投与量を減量するなどの注意が必要である。	相互に作用(鎮静・麻酔・鎮痛作用、循環動態への作用)を増強すると考えられる。

4. 副作用

国内における硬膜外麻酔及び術後鎮痛(持続硬膜外投与)の試験では、安全性評価対象症例190例中119例207件の副作用が認められた。主な副作用は血圧低下86例(45.3%)、嘔吐32例(16.8%)であった。(承認時)

また、国内における伝達麻酔の試験では、安全性評価対象症例189例中15例19件の副作用が認められた。主な副作用は嘔吐6例(3.2%)であった。(効能追加承認時)

製造販売後における伝達麻酔での使用成績調査(ボブスカイン0.25%注及び0.5%注の合計)では、安全性解析対象症例632例中66例71件の副作用が認められた。主な副作用は、血圧低下52例(8.2%)であった。(再審査終了時)

(1) 重大な副作用

1) ショック：

徐脈、不整脈、血圧低下、呼吸抑制、チアノーゼ、意識障害等を生じ、まれに心停止を来すことがある。また、まれにアナフィラキシーショックを起こすおそれがあるので、観察を十分に行い、このような症状があらわれた場合には、適切な処置を行うこと。

2) 意識障害、振戦、痙攣：

意識障害、振戦、痙攣等の中毒症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、この

ような症状があらわれた場合には、直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。(「8. 過量投与」の項参照)

3) 異常感覚、知覚・運動障害：

注射針又はカテーテルの留置時に神経(神経幹、神経根)に触れることにより一過性の異常感覚が発現することがある。また、神経が注射針や薬剤あるいは虚血によって障害を受けると、まれに持続的な異常感覚、疼痛、知覚障害、運動障害、硬膜外麻酔及び術後鎮痛では膀胱直腸障害等の神経学的疾患があらわれることがある。

(2) その他の副作用

次のような症状があらわれた場合には、症状に応じて適切な処置を行うこと。

	5%以上	1%以上 5%未満	1%未満	頻度不明*
循環器系	血圧低下		徐脈、洞性徐脈、上室性頻脈、心室性期外収縮、ST低下	狭心症、期外収縮、頻脈、高血圧、固有心室調律
呼吸器系			鼻閉、呼吸抑制、酸素飽和度低下	喘息、呼吸困難、低換気、低酸素症、呼吸障害、肺出血
中枢・末梢系		感覚鈍麻	頭痛、頭部不快感、運動機能障害、運動障害、耳鳴	浮動性めまい、錯感覚、麻痺、感覚障害、傾眠、昏迷、失神、振戦、運動低下、脳浮腫、脳症
消化器系	悪心、嘔吐		腹痛	便秘、下痢、便失禁、吐血
血管系			出血、総蛋白減少	潮紅、静脈炎、末梢性虚血
泌尿器系			排尿困難、膀胱膨満	乏尿、尿失禁、尿閉、尿流量減少、アルブミン尿、血尿、無尿、ビリルビン尿
皮膚				そう痒症、多汗症、発疹、紅斑性皮疹、水疱性皮膚炎
血液・リンパ系				白血球数減少、低カリウム血症、血液量減少、好塩基球数増加
精神神経系			悪寒	発熱、激越、不安、無感情、錯乱状態、幻覚
筋骨格筋系				背部痛、筋痙攣、筋力低下、四肢痛
肝臓			AST(GOT)/ALT(GPT)/ γ -GTP/ALPの増加	高ビリルビン血症
腎臓				尿検査異常
その他				処置疼痛、胸痛、注射部位疼痛、疼痛、創部分泌、偶発的針穿刺

※：海外臨床試験で認められた副作用は頻度不明とした

5. 高齢者への投与

一般に高齢者では、麻酔範囲が広がりやすく、生理機能の低下により麻酔に対する忍容性が低下しているため、投与量の減量を考慮するとともに、患者の全身状態の観察を十分に行う等慎重に投与すること。

6. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦等：妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。[妊娠中の投与に関する安全性は確立していない。]
- (2) 妊産婦：子宮頸管傍ブロックへは使用しないこと。子宮頸管傍ブロックにより胎児の徐脈を起こすことが知られている。

7. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。(使用経験がない)

8. 過量投与

局所麻酔剤の過量投与や血管内誤投与又は非常に急速な吸収等による血中濃度の上昇に伴い、中毒が発現する。特に血管内誤投与となった場合には、数分以内に発現することがある。その症状は、主に中枢神経系及び心血管系の症状としてあらわれる。

また、腕神経叢ブロックや坐骨神経ブロック等の伝達麻酔や硬膜外麻酔で、蘇生術が困難及び死亡に至った報告がある。

徴候、症状：

中枢神経系の症状：初期症状として視覚障害、聴覚障害、口周囲の知覚麻痺、眩暈、ふらつき、不安、刺痛感、感覚異常があらわれる。また、構音障害、筋硬直、攣縮等があらわれる。症状が進行すると意識消失、全身痙攣があらわれ、これらの症状に伴い低酸素血症、高炭酸ガス血症が生じるおそれがある。より重篤な場合には呼吸停止を来すこともある。

心血管系の症状：血圧低下、徐脈、心筋収縮力低下、心拍出量低下、刺激伝導系の抑制、心室性頻脈及び心室細動等の心室性不整脈、循環虚脱、心停止等があらわれる。

これらの心血管系の症状は、鎮静下又は全身麻酔下において、中枢神経系症状を伴わずに発生することがある。

処置：

呼吸を維持し、酸素を十分投与することが重要である。必要に応じて人工呼吸を行う。振戦や痙攣が著明であれば、ジアゼパム又は超短時間作用型バルビツール酸製剤(チオペンタールナトリウム等)を投与する。心機能抑制に対しては、カテコールアミン等の昇圧剤を投与する。心停止を来した場合には直ちに心マッサージ等の蘇生術を開始する。

9. 適用上の注意

投与経路：局所静脈内麻酔(Bier's block)として投与しないこと。

投与时：参考までに伝達麻酔法の一般的な推奨容量を記す。

麻酔法	容量
三叉神経ブロック※1	0.5～1 mL
星状神経節ブロック※2	5～10mL
肋間神経ブロック※1	1 神経あたり 2～3 mL (最大20～25mL)
腰部交感神経節ブロック※1,2	10mL
大腰筋筋溝ブロック※3,4	15～30mL
胸膜腔局所麻酔※1	20mL
腕神経叢ブロック ^{1,2)}	30～40mL ^{注)}
指神経ブロック ³⁾	4 mL
大腿神経ブロック ⁴⁾	20～30mL
坐骨神経ブロック ⁴⁾	20～30mL

注)本剤の1回の伝達麻酔における最大投与量は、複数の神経ブロックを実施する場合でも総量30mL(レボプロピバカインとして150mg)までである。

※1：「図解局所麻酔法マニュアル」吉矢生人、根岸孝明監訳より引用

※2：「麻酔科入門」吉矢生人、真下節編集より引用

※3：「局所麻酔マニュアル」花岡一雄編集より引用

※4：「ミラー麻酔科学」武田純三監修より引用

10. その他の注意

球後麻酔、眼球周囲麻酔に際し、類薬(リドカイン塩酸塩等)で持続性の眼筋運動障害が発現することが報告されている。(本邦における本剤での球後麻酔、眼球周囲麻酔に対する使用経験はない)

【薬物動態】

1. 血漿中濃度

- (1) 伝達麻酔(腕神経叢投与)⁵⁾

レボプロピバカイン0.25% 20mL(50mg)、0.25% 30mL(75mg)、0.25% 40mL(100mg)、0.5% 20mL(100mg)、0.5% 30mL(150mg)及び0.5% 40mL(200mg)を腋窩部腕神経叢ブロックによる上肢手術を受ける患者に腋窩部神経血管鞘内へ投与した時、血漿中未変化体濃度は約0.3～0.4時間後に最高に達し、約11～16時間の半減期で消失した(図1及び表1)。

注)本剤0.5%製剤の伝達麻酔に対し承認されている用法・用量は、1回30mLまでである。




図1 腕神経叢投与時のレボプロピバカイン血漿中未変化体濃度(平均値±標準偏差)

表1 腕神経叢投与時におけるレボプロピバカインの薬物動態パラメータ

投与群	0.25% 20mL	0.25% 30mL	0.25% 40mL	0.5% 20mL	0.5% 30mL	0.5% 40mL
評価例数	12	12	11	11	7	8
C _{max} (µg/mL)	0.560 ± 0.202	0.789 ± 0.301	1.094 ± 0.589	1.079 ± 0.344	1.597 ± 0.336	2.513 ± 1.707
T _{max} (h)	0.333 ± 0.123	0.375 ± 0.226	0.386 ± 0.131	0.364 ± 0.131	0.357 ± 0.134	0.375 ± 0.267
T _{1/2} (h)	14.6 ± 9.7	11.4 ± 8.2	16.2 ± 23.5	12.2 ± 4.4	12.3 ± 4.9	12.2 ± 9.4
CL (L/h)	15.7 ± 7.4	15.2 ± 5.8	16.7 ± 7.2	14.8 ± 4.2	17.1 ± 6.3	19.1 ± 7.0
Vd (L)	283 ± 170	201 ± 86	253 ± 118	264 ± 120	281 ± 90	314 ± 191
AUC _{0-∞} (µg·h/mL)	4.84 ± 5.21	5.93 ± 3.17	9.25 ± 10.73	7.33 ± 2.39	10.12 ± 4.37	12.39 ± 6.44

平均値±標準偏差

- (2) 静脈内投与^{6),7)}※

健康成人男子及び男性健康高齢者にレボプロピバカイン0.25% 8 mL(20mg)を1 mL/minの投与速度で前腕部皮下静脈内に投与した時、血漿中未変化体濃度は速やかに低下し、最高血中濃度は、それぞれ、1.27及び1.29 µg/mL、消失半減期は2.1及び2.5時間、クリアランスは543.9及び380.0 mL/minであり高齢者で排泄が遅延する可能性が示唆された。

	評価例数	C _{max} (µg/mL)	T _{1/2} (h)	CL (mL/min)
健康成人男子	6	1.27	2.1	543.9
男性健康高齢者	6	1.29	2.5	380.0

※：本剤は静脈内投与では承認されていない。 平均値

2. 分布⁸⁾

*in vitro*における¹⁴C-レボプロピバカインの血漿蛋白結合率は、0.1 µg/mLの濃度では94.8%であり、10 µg/mLの濃度では74.5%と高濃度で血漿蛋白結合の飽和がみられた。また、精製蛋白に対する結合率では、ヒト血清アルブミン、ヒトα₁-酸性糖蛋白及びヒトグロブリンに対する結合率は0.1 µg/mLでそれぞれ49.7%、82.0%及び11.1%、10 µg/mLでそれぞれ53.7%、55.0%及び8.3%であり、ヒトα₁-酸性糖蛋白において蛋白結合の飽和が認められた。

3. 代謝^{6),7)}

本剤は主として肝代謝酵素CYP3A4及びCYP1A2で代謝を受け、CYP3A4はデスブチル体、CYP1A2は3-ヒドロキシ体への代謝に関与することが示されている。

健康成人男子及び男性健康高齢者にレボプロピバカイン0.25% 8 mL (20mg)を1 mL/minの投与速度で前腕部皮下静脈内に投与したところ、静脈内投与後の尿中主要代謝物としてデスブチル体、3-ヒドロキシ体及び4-ヒドロキシ体が検出された。

4. 排泄^{6),7)}

健康成人男子及び男性健康高齢者にレボプロピバカイン0.25% 8 mL (20mg)を1 mL/minの投与速度で静脈内投与した結果、投与終了後48時間までに、未変化体、代謝物であるデスブチル体、3-ヒドロキシ体(抱合体を含む)及び4-ヒドロキシ体(抱合体を含む)が、健康成人男子でそれぞれ0.18%、3.01%、5.18%及び0.25%が、男性健康高齢者でそれぞれ0.26%、3.37%、6.38%及び0.27%が尿中に排泄された。

	評価例数	未変化体	デスブチル体	3'-OH体	4'-OH体
健康成人男子	6	0.18%	3.01%	5.18%	0.25%
男性健康高齢者	6	0.26%	3.37%	6.38%	0.27%

【臨床成績】

1. 伝達麻酔

【国内第Ⅲ相比較試験¹⁾】

伝達麻酔(腋窩部腕神経叢ブロック)による上肢手術患者61例(レボプロピバカイン群31例、プロピバカイン群30例)を対象に、レボプロピバカイン0.25% 40mL(100mg)の知覚神経遮断効果についてプロピバカイン0.25% 40mL(100mg)を対照薬として用いた臨床試験を実施した。その結果、主要評価項目であるPPSでの知覚神経遮断における痛覚消失効果の平均作用持続時間(平均値±標準偏差)*は、本剤群8.86±1.53時間、プロピバカイン群8.44±1.82時間であり、本剤群のプロピバカイン群に対する非劣性が検証された(片側p=0.0014、△上乘せによる2標本t検定、△=1時間)。両群間の差とその95%信頼区間は0.42時間[-0.49, 1.33]であった。

【国内第Ⅲ相一般試験²⁾】

伝達麻酔(腋窩部腕神経叢ブロック)による上肢手術患者24例を対象にレボプロピバカイン0.5% 30mL(150mg)を投与し、その知覚神経遮断効果を評価する臨床試験を実施した。その結果、主要評価項目であるFASでの知覚神経遮断における痛覚消失効果の平均作用持続時間(平均値±標準偏差)*は9.09±2.91時間であり、95%信頼区間は[7.86, 10.31]であった。

*橈骨、正中、尺骨、筋皮、内側前腕皮及び内側上腕皮の6つの各神経支配領域での作用持続時間の平均値を示す。

2. アドレナリンとの併用⁹⁾

外国人背部手術患者117例(各群39例)を対象に二重盲検下で0.5%レボプロピバカイン単独、0.5%レボプロピバカイン+アドレナリン(1:400,000)又は0.5%レボプロピバカイン+アドレナリン(1:200,000)を15~20mL硬膜外腔に投与し麻酔効果について比較した。ITT集団における知覚神経ブロック及び運動神経ブロックの作用持続時間は下表のとおりであり、いずれにおいても3群間で統計学的に有意な差は認められなかった。

感覚神経遮断の持続時間(ITT集団)

投与群	評価症例数	平均値±標準偏差(min)	最小値(min)	最大値(min)	投与群比較	P値*
レボプロピバカイン単独	35	186.3±66.9	90.0	375.0	レボプロピバカイン単独 vs レボプロピバカイン+アドレナリン(1:200,000)	0.294
レボプロピバカイン+アドレナリン(1:400,000)	36	200.3±65.5	75.0	360.0	レボプロピバカイン単独 vs レボプロピバカイン+アドレナリン(1:400,000)	0.365

投与群	評価症例数	平均値±標準偏差(min)	最小値(min)	最大値(min)	投与群比較	P値*
レボプロピバカイン+アドレナリン(1:200,000)	37	202.4±62.2	105.0	375.0	レボプロピバカイン+アドレナリン(1:400,000) vs レボプロピバカイン+アドレナリン(1:200,000)	0.890

*: ANOVA Bonferroni-Holm procedure

運動神経遮断の作用持続時間(ITT集団)

投与群	評価症例数	平均値±標準偏差(min)	最小値(min)	最大値(min)	投与群比較	P値*
レボプロピバカイン単独	13	204.4±63.9	135.0	345.0	レボプロピバカイン単独 vs レボプロピバカイン+アドレナリン(1:200,000)	0.890
レボプロピバカイン+アドレナリン(1:400,000)	19	238.6±109.9	122.0	635.0	レボプロピバカイン単独 vs レボプロピバカイン+アドレナリン(1:400,000)	0.323
レボプロピバカイン+アドレナリン(1:200,000)	18	206.1±62.6	130.0	345.0	レボプロピバカイン+アドレナリン(1:400,000) vs レボプロピバカイン+アドレナリン(1:200,000)	0.353

*: ANOVA Bonferroni-Holm procedure

【薬効薬理】

1. レボプロピバカインの局所麻酔剤としての特徴

レボプロピバカインは、プロピバカインのS(-)-エナンチオマーであり、プロピバカインと同様、長時間作用性局所麻酔剤に属する。レボプロピバカインは、プロピバカイン、ロピバカインと同様にラット摘出脊髄後根神経節を用いた試験において、細胞外活動電位を抑制した。その効力比はプロピバカインで1.08、ロピバカインで0.28であった¹⁰⁾。

2. 局所麻酔作用

(1) 局所麻酔作用に対するレボプロピバカインとプロピバカインとの比較¹¹⁾

ラットへ0.25、0.5及び1.0%を硬膜外投与したところ、痛覚神経遮断作用は、その強度及び持続性ともにプロピバカインと比べ有意な差は認められず、その効力比は約1であった。また、運動神経遮断作用の持続時間は0.25%でプロピバカインと比して有意に短く、その効力比は0.78であった。

(2) 局所麻酔作用に対するレボプロピバカインとロピバカインとの比較¹²⁾

ラットへ0.5及び1.0%を硬膜外投与したところ、痛覚神経遮断作用は、その強度及び持続性ともにロピバカインの約2倍であった。また、運動神経遮断の作用持続時間は1.0%でロピバカインの約1.5倍であった。

3. 中枢神経系及び心循環器系への影響

(1) 中枢神経系に対する影響¹³⁾

イスに2 mg/kg/分の投与速度で静脈内投与し、痙攣誘発用量を求めたところ、レボプロピバカインで5.34 mg/kg、プロピバカインで4.23mg/kg、ロピバカインで6.43mg/kgであり、有意な差は認められなかった。

(2) 心循環系に対する影響¹⁴⁾

イヌにレボブピバカイン、ブピバカイン、ロピバカインを痙攣誘発量の2倍量(それぞれ10.68mg/kg、8.46mg/kg、12.86mg/kg)を投与することにより全例に痙攣を誘発し、その後痙攣に対する処置(ペントバルビタール投与及び酸素吸入)を施したところ、レボブピバカインでは不整脈の発現例は認められなかったが、ブピバカインでは6例中2例で発現(内1例死亡)、ロピバカインでは6例中3例で発現(内2例死亡)した。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：レボブピバカイン塩酸塩


(Levobupivacaine Hydrochloride)

(INN：levobupivacaine)

化学名：(2S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)

piperidine-2-carboxamide monohydrochloride

構造式：



分子式：C₁₈H₂₈N₂O · HCl

分子量：324.89

融点：約258℃

性状：白色の粉末で、水又はエタノール(99.5)にやや溶けやすい。

【取扱い上の注意】

1. ポリエチレンアンプルの開封方法については、右図の説明を参照すること。
2. ポリエチレンアンプルを複数の患者に使用しないこと。また、残液は廃棄すること。

【包装】

10mL×10アンプル [ポリエチレンアンプル]

【主要文献】

- 1) 丸石製薬：MR8A2(塩酸レボブピバカイン注)の伝達麻酔(腕神経叢ブロック)における第Ⅲ相比較臨床試験(MR8A2-13)治験総括報告書
- 2) 丸石製薬：MR8A2(塩酸レボブピバカイン注)の伝達麻酔(腕神経叢ブロック)における第Ⅲ相一般臨床試験(MR8A2-14)治験総括報告書
- 3) 丸石製薬：MR8A2(塩酸レボブピバカイン注)の伝達麻酔(指神経ブロック)における第Ⅲ相一般臨床試験(MR8A2-15)治験総括報告書
- 4) 丸石製薬：MR8A2(塩酸レボブピバカイン注)の伝達麻酔(下肢末梢神経ブロック)における第Ⅲ相一般臨床試験(MR8A2-16)治験総括報告書
- 5) 丸石製薬：MR8A2(塩酸レボブピバカイン注)の伝達麻酔(腕神経叢ブロック)における第Ⅱ相臨床試験(MR8A2-03)治験総括報告書
- 6) 丸石製薬：MR8A2(塩酸レボブピバカイン注)薬物動態試験-健常成人男子における単回静脈内投与(MR8A2-07)-治験総括報告書
- 7) 丸石製薬：MR8A2(塩酸レボブピバカイン注)薬物動態試験-高齢者における単回静脈内投与(MR8A2-08)-治験総括報告書
- 8) 丸石製薬：¹⁴C-Levobupivacaineのラット、イヌ及びヒトにおける*in vitro*での血漿蛋白結合(PBC03-86)最終報告書
- 9) 丸石製薬：A Double-blind, Randomised, Controlled Study to Assess the Efficacy and Safety of 0.5% Levobupivacaine with Epinephrine 1:400,000, 0.5% Levobupivacaine with Epinephrine 1:200,000, and 0.5% Levobupivacaine Alone Administered as an Epidural Block to Patients Undergoing Back Surgery(ICR031306)
- 10) 丸石製薬：ラット脊髄神経根細胞外活動電位に対する各種局所麻酔薬の薬効比較(020625)最終報告書
- 11) 丸石製薬：塩酸レボブピバカインのラットへの硬膜外及び脊椎内投与による局所麻酔作用(SR00077)最終報告書

- 12) 丸石製薬：塩酸レボブピバカインのラットへの硬膜外投与による局所麻酔作用-塩酸ロピバカインとの比較-(SR01120)最終報告書
- 13) 丸石製薬：Comparative acute systemic toxicity of intravenously administered Levobupivacaine, Bupivacaine and Ropivacaine in the dog(D1249-057PH)最終報告書
- 14) 丸石製薬：Treatment of acute systemic toxicity after the rapid intravenous injection of Levobupivacaine, Bupivacaine and Ropivacaine in the conscious dog(D1249-058PH)最終報告書

【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求ください。

丸石製薬株式会社 学術情報部

〒538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-2

TEL.0120-014-561

〈本剤の容器(ポリエチレンアンプル)の開封方法〉

手順1

Aの部分を手でつまみ、首の部分に溜まっている薬液を軽く振って落とす。



手順2

ポリエチレンアンプル本体のBの部分を手で持ち、もう片方の手でCの部分を矢印の方向にねじって取り外す。このとき、薬液が飛び出すおそれがあるので強く握らない。



手順3

注射針を装着せずに注射筒の筒先をポリエチレンアンプルに接続した後、ポリエチレンアンプルを上にして薬液を抜き取る。このとき本体を強く握り過ぎないこと。薬液を抜き取り中にプランジャーが引き戻されることがあるので薬液を抜き取った後は、プランジャーを固定した状態でポリエチレンアンプルを取り外すこと。



製造販売元

Ⓢ 丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2