

3000

滋養強壮・栄養補給

マイクス3000

Nutrients and tonics in the following cases weak constitution physical fatigue periods during and after disease gastrointestinal weakness anorexia pale complexion chilly constitution

100mL

製造販売元



森田薬品工業株式会社

広島県福山市大門町野々浜1059番地
電話 (084) 943-9900

本社 東京都中央区日本橋2丁目1番3号

指定医薬部外品

〔成分〕1びん(100mL)中

タウリン.....3,000mg
コンドロイチン硫酸ナトリウム.....300mg
チアミン硝酸塩.....10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム.....5mg
ピリドキシン塩酸塩.....5mg
ニコチン酸アミド.....20mg
無水カフェイン.....50mg
添加物としてクエン酸、dl-リンゴ酸、ブドウ糖、白糖、安息香酸Na、パラベン、香料を含有します。
(アルコール0.2mL以下)

〔効能・効果〕

★ 滋養強壮 ★ 虚弱体質 ★ 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

〔用法・用量〕

成人(15才以上)1日1回1びん(100mL)を服用してください。

〔使用上の注意〕

- 1.服用に際して、次のことに注意してください
用法・用量をお守りください。(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)
- 2.服用中又は服用後は、次のことに注意してください
しばらく服用しても症状の改善がみられない場合には、服用を中止してください。
- 3.服用に際しては、直接の容器をよくお読みください
- 4.保管及び取り扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。



ガラス：びん

使用期限

金属：キャップ

製造番号

A911R1S