



ウチダのサフラン 0.9g

<p>第3類医薬品</p> <p>使用上の注意</p> <p>相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <p>保管及び取扱い上の注意</p> <p>(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。 (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)</p> <p>製品情報は こちら</p> 	<p>イラン産 全形(細)</p>  <p>ウチダの サフラン (日本薬局方サフラン)</p> <p>株式会社ウチダ和漢薬 新潟県上越市大潟区鯉ヶ池1755-3 <お問合せ先> お客様相談センター 電話 03-3806-4141 受付時間 9:00 ~ 17:30 (土、日、祝日を除く)</p>	<p>NMK</p> <p>●用法・用量 大人(15歳以上)は1回量0.3gに熱湯100~150mLを加え、5~10分後にそのまま服用する。 1日3回、食前または食間に服用する。</p> <p>用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること。</p> <p>●効能・効果 冷え症、血色不良</p> <p>●内容量 0.9g Lot. 0008660 0 使用期限: 0000.00</p> <p> 内袋 外袋</p> <p> 4 987359 611919</p> <p>脱酸素剤封入</p> <p>副作用被害救済制度 電話 0120-149-931</p>
--	--	--

ウチダのサフラン 25g

<p>●用法・用量 大人(15歳以上)は1回量0.3gに熱湯100~150mLを加え、5~10分後にそのまま服用する。1日3回、食前または食間に服用する。</p> <p>用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること。</p> <p>●効能・効果 冷え症、血色不良</p> <p>●内容量 25g Lot. 0008625 0</p> <p> キャップ 中 栓 ガラス: 瓶 外装: 1/4</p> <p><お問合せ先> お客様相談センター 電話 03-3806-4141 受付時間 9:00 ~ 17:30 (土、日、祝日を除く)</p> <p>製品情報は こちら</p> 	<p>脱酸素剤封入 全形(細)</p>  <p>第3類医薬品</p> <p>ウチダの サフラン (日本薬局方サフラン)</p> <p>株式会社ウチダ和漢薬 新潟県上越市大潟区鯉ヶ池1755-3</p>	<p>NMK</p> <p>使用上の注意</p> <p>相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <p>保管及び取扱い上の注意</p> <p>(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。 (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)</p> <p>副作用被害救済制度 電話 0120-149-931 使用期限: 0000.00</p> <p> 4 987359 611729</p>
---	--	--

ウチダのサフラン 試供品(0.3g)

<p>第3類医薬品</p> <p>使用上の注意</p> <p>相談すること</p> <p>1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。 2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> <p>保管及び取扱い上の注意</p> <p>(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。 (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)</p> <p>試供品</p>	<p>イラン産 全形(細)</p>  <p>ウチダの サフラン (日本薬局方サフラン)</p> <p>株式会社ウチダ和漢薬 新潟県上越市大潟区鯉ヶ池1755-3 <お問合せ先> お客様相談センター 電話 03-3806-4141 受付時間 9:00 ~ 17:30 (土、日、祝日を除く)</p>	<p>NMK</p> <p>●用法・用量 大人(15歳以上)は1回量0.3gに熱湯100~150mLを加え、5~10分後にそのまま服用する。 1日3回、食前または食間に服用する。</p> <p>用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること。</p> <p>●効能・効果 冷え症、血色不良</p> <p>●内容量 0.3g Lot. 0008670 使用期限: 0000.00</p> <p> 内袋 外袋</p> <p>脱酸素剤封入</p>
---	--	--