

RABINET®P

ラビネット®P

手軽ですばやい

手指消毒



病人の介護時に
 赤ちゃんの世話の時に
 ペットと遊んだ後に
 食事の前に

180 mL

速乾性手指消毒剤 ラビネットP

速乾性手指消毒剤 ラビネットPIは、塩化ベンザルコニウムを0.1w/v%含有するエタノール溶液で、手指にスプレーし、乾燥するまですり込んで使用する速乾性手指消毒剤です。速乾性なので使い易く、流水で手指洗浄できない時などに、その場で手軽にすばやく手指の消毒が行えます。



使用上の注意（使用前に必ずお読みください）

相談する
こと

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

●医師の治療を受けている人。●本人又は家族がアレルギー体質の人。●薬によりアレルギー症状を起こしたことのある人。●深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って
医師又は薬剤師に相談すること

●使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 長期使用する場合には、医師又は薬剤師に相談すること

【効能効果】 手指の消毒
【用法用量】

【用法用量】
適量を手指にとり、乾燥するまですり込んでください。
ただし、手指の汚れがひどい場合には、石けんで十分に
洗浄し、水で石けん分を十分に洗い落した後、本剤によ
る消毒を行ってください。

＜用法用量に関連する注意＞


●用法用量を厳守すること。●本剤は希釈せず、そのまま使用すること。●過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。●目に

入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。●石けん類は本剤の殺菌作用を弱めるので、石けん分を洗い落してから使用すること。●外用にのみ使用すること。

■ラビネットPによる手指消毒法

①ラビネットPを手のひらに十分にスプレーします。

②ラビネットPを手指全体にすり込むよう伸ばし、乾燥するまで、よくすり込みます。



〔成分分量〕 100 mL中

【成分分量】 100 mL中
塩化ベンザルコニウム 0.1 g含有 (0.1 w/v%)。
添加物としてエタノール、トリイソオクタン酸グリセリ
ン、N-ヤシ油脂肪酸アシル-L-アルギニンエチル・D
-プロリンカルボン酸塩、香料を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

●直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。●小児の手の届かない所に保管すること。●他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)●火気に近づけないこと。●ストーブやコンロ等火気の近くで使用しないこと。●使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

®登錄商標

火氣嚴禁

(エタノール含有)



4

キャップ: PP
スプレー: PE, 金属
ボトル: PE
ラベル: PE
外装フィルム: PP



製造番号・
使用期限：
底面に記載

製造販売元

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626

25