

のどの殺菌・消毒、口臭除去に ポビドンうがい薬

「ポビドンうがい薬」は、有効成分のポビドンヨードが、のどの殺菌・消毒、口臭の除去にすぐれた効果を発揮します。

すぐれた防臭効果によって口臭を除去し、口の中を清浄にします。

スッキリ味で、ご使用後、清涼感が得られます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります)

次の人は使用しないこと

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に
相談してください

(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(2) 薬によりアレルギー症状を起こした
ことがある人。

(3) 次の症状のある人。
口内のひどいただれ。

(4) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害。



2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を
持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等と ともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、 冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能又は効果

口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法及び用量

1回、本剤2～4mLを、約60mLの水でうすめて、1日数回うがいしてください。

専用のコップをかたむけ、目盛りにあわせて薬剤を入れます。

コップを水平にもどし、上部の水平の線まで


水を入れたら、約60mLになります。

フタを「カチッ!」と
音がするまで開くと
フタがロックされます。



上の目盛りまでが4mL

下の目盛りまでが2mL



用法及び用量に関連する注意

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2) うがい用にのみ使用してください。

(3) 本品は使用するときのみ希釈し、うすめた液は早目に使用してください。

成分及び分量

1mL 中

ポビドンヨード……………70mg (有効ヨウ素7mg)

添加物 サッカリンナトリウム水和物、*l*-メントール、ユーカリ油、
無水エタノール、濃グリセリン、マクロゴール 400、
ヨウ化カリウム、香料

成分及び分量に関連する注意

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に
密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因に
なったり品質が変わります。)

(4) 衣類に付着したときは、水で洗い流してください。

(5) 使用期限をすぎた製品は使用しないで下さい。
(使用期限はボトル底面に記載)



製造販売元

玉川衛材(株)お客様相談窓口

TEL 03-3861-2037

受付時間:平日9:00-17:00(土・日・祝を除く)

タマガワ
玉川衛材株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-16

副作用被害救済制度

TEL 0120-149-931



ホームページ

<http://www.tamagawa-eizai.co.jp>