

ポビドン

第3類医薬品

うがい薬

ウイルス・細菌・真菌
殺菌・消毒



使いやすい
計量コップ付き
開封年月日

120mL

開封時に記入してください。

ポビドンうがい薬 第3類医薬品

【成分及び分量】 1mL中 ポビドンヨード…70mg(有効ヨウ素7mg)
添加物 サッカリンナトリウム水和物、L-メントール、
ユーカリ油、エタノール、濃グリセリン、
マクロゴール400、ヨウ化カリウム、香料

【効能又は効果】 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
【用法及び用量】 1回、本剤2～4mLを、約60mLの水でうすめて、1日
数回うがいしてください。

【注 意】●次の人は使用しないこと。(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。●次の人は使用前に医師、
歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)次の症状のある人。口内のひど
いただれ。(3)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。●使用に際しては
外箱に記載された説明文をよく読むこと。●直射日光の当たらない湿気
の少ないところに密栓して保管すること。●小児の手の届かないところに
保管すること。●うがい用のみ使用し、内服しないこと。●使用期限の
過ぎた製品は使用しないこと。(使用期限はボトル底面に記載)

タマガワ
エーザイ

製造販売元
玉川衛材株式会社
東京都千代田区富士見1-8-19

玉川衛材(株)お客様相談窓口

TEL.03-4334-8857

受付時間 10:00～17:00(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度

TEL.0120-149-931



ボトル
キャップ
コップ

KE04-O-SP