

目の洗浄・眼病予防
ラスタークール洗眼薬
LUSTER COOL

用法用量

1日3～6回、1回5mLを用いて洗眼して下さい。

洗眼法



①本剤を添付の洗眼カップの内側の線(5mL)まで入れます。

②顔を下に向けて、カップを目にぴったりと押しあて下さい。



③目にカップを押しあてたまま、液がこぼれないように上を向き、数回まばたきをして洗眼して下さい。



〔用法用量に関連する注意〕

- (1)用法用量を厳守して下さい。
- (2)小児に使用させる場合は、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
- (3)コンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
- (4)ご使用前に目のまわりの化粧や汚ればきれいにふきとって下さい。
- (5)洗眼カップは使用前後に水道水で十分に洗浄して下さい。
- (6)湿潤したものは使用しないで下さい。
- (7)洗眼用にのみ使用して下さい。
- (8)片方の目を洗った薬液で反対側の目を洗わないで下さい。

LUSTER COOL
目の洗浄・眼病予防

ラスタークール
洗眼薬

タウリン
配合

コンタクトレンズを
はずした後の汚れた目に

COOL

250mL



目の洗浄・眼病予防 ラスタール洗眼薬



ご使用前にこの説明書きをよくお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この商品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

効能効果

目の洗浄、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)

成分分量 100mL 中

イブシロン・アミノカブロン酸…………… 200mg
グリチルリチン酸二カリウム…………… 25mg
クロロフェニラミンマレイン酸塩…………… 3mg
ビロキシン塩酸塩(ビタミンB6)…………… 10mg
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)… 5mg
L-アスパラギン酸カリウム…………… 10mg
タウリン…………… 100mg
添加物としてホウ酸、ホウ砂、グリセリン、トメントール、油・カプセル、α-ボルネオール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、塩化ベンザルコニウム、エデト酸Naを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 洗眼カップは他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の期限内にご使用下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室
電 話：(0748) 88-3180(大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町南879

(R) 登録商標

LUSTER COOL

花粉・ほこり・目の汚れ

ラスタール[®]洗眼薬

抗ヒスタミン剤
抗炎症剤
配合

花粉やほこりを洗い流して
目、スツキリ。

COOL

250mL