

# のどのはれ 殺菌消毒に



約250回分

殺菌成分  
CPC

抗炎症成分  
水溶性  
アスレイン

100mL

専用の  
計量コップ付き!

第3類医薬品

クリアガードACうがい薬

## 第3類医薬品

[販売名]クリアガードACうがい薬



### ご使用方法

ボトルを適度に傾け、真ん中あたりを軽く押し、添付の計量コップで本品約0.4mLをはかり取り、水でうすめて約100mL(計量コップを水平にもどして目盛100)にし、ていねいにうがいでください。

①コップを傾めにして0.4mLの量まで液体を入れてください。

②コップを水平に戻して100mLまで水を入れてください。



③少しずつ数滴に分けてうがいでください。一度に多くの口に含んだり、勢いよくうがいでするお立ちがが多くなります。本剤の成分 CPCによるので口腔上問題はありません。

副作用・被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用期限



製造番号

発 売 元 グレンツメディカル株式会社  
滋賀県蒲生郡日野町大谷山341-32

製造販売元 福地製薬株式会社  
滋賀県蒲生郡日野町寺房824

お客様相談窓口 0748-52-3233  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

## 第3類医薬品

のどのはれ 殺菌消毒に  
クリアガードACうがい薬

開封口 ▶

### このお薬の特徴

殺菌成分と抗炎症成分のダブルの有効成分を配合。  
殺菌消毒をし、炎症を抑えられるうがい薬です。

# のどのはれ 殺菌消毒に



約250回分

殺菌成分  
CPC

抗炎症成分  
水溶性  
アスレイン

100mL

専用の  
計量コップ付き!

第3類医薬品

クリアガードACうがい薬

### 使用上の注意

#### 【困ったごとき】

- 1.次の人に服用してはいけない場合、使用医師、薬剤師又は登録販売者が判断してください。  
①妊娠又は哺乳期の場合はお使いにならない人。  
②腫瘍などによりアルコールがおさまを起こしたことがある人。  
③酒類及びお酒を飲むののある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、おもとて医薬品、使用医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  

喉頭炎症	症状
□	■

- 3.5-6日間使用しても症状がよくならない場合は、専門家に申し出る。このまま持つてはいけない場合、使用医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

#### 【功能・効果】

口腔・咽喉のはれ、口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄・除去の除去

#### 【用法・用量】

- 1回、本品約0.4mLをはかり取り、水又は熱湯(ぬるま湯)100mLにうそして、1回飲用がいいです。

#### 【用法・用量に関する注意】

- (1)定めた用量よりも多く量を服用してください。(必ずうすめてお使いください。)
- (2)小児には使用しない場合、は、保護者の指導監督のもとで使用してください。
- (3)うがい用のみ使用しないでください。
- (4)本剤を服用するとのうすめ、うすめた液は早めに使用してください。

#### 【成分・分量】

100mL中  
アスレイン・カルボン酸トリウム水和物……………0.5g  
セチルピリジニウム堿化物水和物……………1.25g  
添加物として、メントール、プロレシングリコール、エタノール、無水シリカ、氷酢酸、ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、ハッカ油を含有します。

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- 1.ご使用に際しては、この説明事項をよくお読みください。
- 2.直射日光の当らない涼しいところに保管してください。
- 3.小児の手の届かない所に保管してください。
- 4.他の容器に入れて貯蔵しないでください。(誤飲の原因にならない。品質が変わることがあります。)
- 5.火気には近づけないでください。
- 6.使用期限をすぎた薬品は使用しないでください。



KLN1