

〔成分・分量〕1日量1本(100mL)中
 タウリン……………3000mg
 ローヤルゼリー抽出液……………200mg
 (ローヤルゼリー200mgに相当)
 L-アルギニン塩酸塩……………40mg
 チアミン硝化物……………10mg
 リポフランリン酸エステルナトリウム……………3mg
 ビリドキシン塩酸塩……………10mg
 ニコチン酸アミド……………20mg
 無水カフェイン……………50mg
 添加物:白糖、D-ソルビトール、DL-リン
 酸、クエン酸水和物、安息香酸Na、カ
 ラメル、マクロゴール、メタリン酸Na、エ
 タノール、香料、バニリン、プロピレング
 リコール「(アルコール0.3mL以下)」
 ●本剤に配合されているリポフランリン
 酸エステルナトリウムにより、尿が黄
 色になることがある。

〔用法・用量〕
 成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)
 を服用する。

- 用法・用量を厳守すること(他のビタミン
 等を含有する製品を同時に使用する場
 合には過剰摂取等に注意すること)。
- 本剤は、まれに沈殿を生じることがあ
 る。よく振って服用すること。

製造販売元 AL01

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ToughMate

3000

**滋養強壮、肉体疲労時の
栄養補給に**

**タウリン3000mg・ローヤルゼリー200mg
4種類のビタミン配合**

タフメイト3000

100mL 指定医薬部外品

〔使用上の注意〕 販売名:タフメイト3000

相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を
 持って医師又は薬剤師に相談すること(1)本
 剤の服用により、胃部不快感、下痢、発疹等
 の症状があらわれた場合。(2)しばらく服用し
 て症状がよくならない場合。

〔効能・効果〕

滋養強壮、虚弱体質、肉体
 疲労・病中病後・食欲不振・
 栄養障害・発熱性消耗性
 疾患・産前産後などの場
 合の栄養補給。

〔保管及び取扱上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼
 しい所に保管すること。(2)
 小児の手の届かない所に保
 管すること。(3)他の容器に
 入れ替えないこと(誤用の原
 因になったり品質が変わる)。
- (4)使用期限を過ぎた製品は
 服用しないこと。(5)加温、冷
 凍はしないこと。(6)長期間
 の低温保管等により、まれに
 結晶を生じることがある。

ガラス:瓶 金属:キャップ

使用期限

製造番号

